


Circuit Alarm

Manual / Manuel

Alarme

de circuit




MODU Flex^{TM/MC}
BY / PAR DISPOMED

Printed in Canada / Imprimé au Canada

ASSEMBLY INSTRUCTIONS


INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

MEDUFlex™




Verify contents and check for 2 x 1/4-20 bolts, 2 short screws, 2 bent metal bar + alarm ass'y with connectors as shown on picture.

Vérifier le contenu de la boîte: elle doit comprendre 2 boulons 1/4-20, 2 vis courtes, 2 barres de métal pliées et l'alarme avec raccord, tel que sur la photo.



On the **Moduflex Optimax** install the pressure alarm as illustrated.

Sur les **Moduflex Optimax** installer l'alarme de circuit tel qu'illustré.




On the **Wallmount Moduflex Optimax** install the pressure alarm as illustrated.

Sur les **Moduflex Optimax Mural** installer l'alarme de circuit tel qu'illustré.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS


INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

MODUFlex™TM




On the **Moduflex Coaxial and Elite** install the pressure alarm as illustrated.

Sur les **Moduflex Coaxial et Elite** installer l'alarme de circuit tel qu'illustré.




On the **Moduflex NRB** install the pressure alarm as illustrated.

Sur les **Moduflex NRB** installer l'alarme de circuit tel qu'illustré.



On the **Moduflex Compact and Compact +** install the pressure alarm as illustrated.

Sur les **Moduflex Compact et Compact +** installer l'alarme de circuit tel qu'illustré.




On the **Moduflex Access2** install the pressure alarm as illustrated.

Sur les **Moduflex Access2** installer l'alarme de circuit tel qu'illustré.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS


INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

MEDUFlex™



Connect elbow connector to fresh gas outlet of machine and use female plastic connector to connect patient circuit.

Raccorder le raccord coudé de l'alarme à la sortie des gaz frais de l'appareil et utiliser le raccord femelle en plastique pour brancher votre circuit.



Alarm is preset to approx. 15 cm H₂O and can be reset by adjusting small screw through hole in side of alarm.

L'alarme est préréglée à 15 cm H₂O et peut être réajustée à l'aide de la vis sur le côté de l'alarme.

ASSEMBLED VIEW
VUE ASSEMBLÉE

MEDUFlex™TM



Adding an alarm to a VMS

Parts required:

1 x 987-0010-000 Circuit alarm

1 X 850-PLC22004 CPC male plastic
(Optionnal for adding open circuit)

Ajout d'alarme sur une VMS

Pièces requises:

1 x 987-0010-000 Alarme de circuit

1 X 850-PLC22004 CPC mâle plastique
(Optionnel pour raccorder circuit ouvert)

ASSEMBLY INSTRUCTIONS TO A VMS

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE SUR UNE VMS

MEDUFlex™



VMS side view.

Vue de côté VMS.



View of the alarm connection.

Vue de la connection de l'alarme.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS TO A VMS


INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE SUR UNE VMS

MEDUFlex™



Remove metal connector from “T” on alarm.

Enlever le raccord en métal du «T» de l'alarme.




Connect the tube (the one we removed the connector from) to the outlet of the vaporizer.

Raccorder le boyaux (avec raccord de métal enlevé) à la sortie de l'évaporateur.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS TO A VMS


INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE SUR UNE VMS

MEDUFlex™^{SMC}



Install metal connector on tube previously removed from vaporizer and connect to alarm.

Installer le raccord de métal sur le boyaux que vous avez débrancher de l'absorbeur. Raccorder le à l'alarme.



Remove one bolt from vaporizer and use it to attach the smallest bracket.
(A longer bolt may be necessary.)

Enlever un boulon de l'évaporateur et fixer la plus petite plaque de l'alarme avec ce boulon.
(Remplacer le boulon par un plus long si nécessaire.)

ASSEMBLY INSTRUCTIONS TO A VMS

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE SUR UNE VMS

MEDUFlex™



If you use another circuit (Bain, or other open circuit) you will need a second male connector. Attach the second male connector to your circuit and connect the circuit to be used in the female connector

Si un autre circuit (tel que Bain ou circuit ouvert) est utilisé, un 2^e raccord mâle sera nécessaire. Raccorder ce raccord à votre 2^e circuit et le brancher dans le raccord femelle au besoin.



D I S P O M E D

MEDUFlexTM

Manufactured by Dispomed Ltd / Fabriqué par Dispomed Itée

Thanks for purchasing a Dispomed product.

For further assistance, contact customer support.

Merci d'avoir acheté un produit de Dispomed.

Pour toute question, n'hésitez pas à contacter le service à la clientèle.

745 Nazaire-Laurin Joliette (QC) Canada J6E 0L6

T : 1-800-363-1746 (Canada and U.S.A only)

T : 1-450-759-9395

Fax : 1-450-759-8181

info@dispomed.com

www.dispomed.com

Printed in Canada



BIOGAS[®]
E N E R G Y

BIOGAS[®]
E N E R G I E



Imprimé au Canada